

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P: ¿Cómo funciona la prueba?

R: La prueba de embarazo FIRST RESPONSE™ Early Result Pregnancy Test detecta la hormona hCG (gonadotropina coriónica humana) que el cuerpo produce durante el embarazo. La hormona se encuentra en la orina durante el embarazo.

P: ¿Cuándo me puedo hacer la prueba de embarazo FIRST RESPONSE™ Early Result Pregnancy Test?

R: La prueba de embarazo FIRST RESPONSE™ Early Result Pregnancy Test está diseñada para detectar la hormona hCG hasta 6 días antes que se produzca la ausencia del período (5 días antes del día que se espera el período). En pruebas de laboratorio con muestras de orina al principio del embarazo, FIRST RESPONSE™ arrojó los siguientes resultados.

NÚMERO DE DÍAS ANTES DEL PERÍODO PREVISTO	% DE MUESTRAS DE MUJERES EMBARAZADAS QUE DAN UN RESULTADO POSITIVO
1	>99%
2	>99%
3	>99%
4	96%
5	76%

P: ¿Qué tan precisa es la prueba?

R: FIRST RESPONSE™ tiene una precisión superior al 99% a partir del día del período previsto en estudios de laboratorio. No obstante, algunas mujeres embarazadas pueden no tener cantidades detectables de hormona del embarazo en su orina el día de la prueba o pueden haber calculado erróneamente el primer día de su período.

P: ¿Qué hago si el resultado es positivo (embarazo)?

R: Tenga en cuenta que esta prueba no está diseñada para reemplazar el diagnóstico de su profesional de la salud. Un resultado positivo de la prueba (embarazada) muestra que se detectó la hormona del embarazo (hCG). Consulte a su médico para confirmar que esté embarazada.

P: ¿Qué debo hacer si el resultado es negativo (no embarazada)?

R: Es posible que no esté embarazada o que sea demasiado pronto para saberlo. Si no tiene su período en el plazo de 7 días, deberá repetir el análisis con otra prueba de embarazo FIRST RESPONSE™ Early Result Pregnancy Test. Es posible que haya calculado erróneamente la duración de su ciclo menstrual o que su orina no haya tenido suficiente hormona del embarazo como para que la prueba arroje un resultado positivo. Si tras repetir la prueba obtiene otro resultado negativo y su período aún no ha comenzado, debe llamar a su médico.

P: He esperado más de 3 minutos y todavía no hay líneas en el visor de resultados. ¿Ocurre algo malo?

R: Su resultado debería aparecer en 3 minutos. Debe haber por lo menos una línea rosada en el visor de resultados en 3 minutos. La línea rosada indica que la prueba está completa y que lo ha hecho correctamente. Si no aparecen líneas en el visor de resultados en 3 minutos, la prueba no es válida. Es posible que no tenga suficiente orina en la punta absorbente. Es posible que no haya mantenido la varilla con la punta absorbente apuntando hacia abajo mientras colocaba la cubierta después de la prueba. Debe volver a realizarse la prueba con otro dispositivo. Siga cuidadosamente todas las instrucciones.

P: ¿En cuánto tiempo podré obtener el resultado?

R: El resultado se puede leer en un lapso de 3 a 10 minutos. Después de 10 minutos, se debe ignorar cualquier cambio en el resultado.

P: ¿Algunos fármacos o medicamentos afectan la prueba?

R: Solo los medicamentos que contienen la hormona del embarazo, la gonadotropina coriónica humana (hCG), pueden afectar el resultado. Ejemplos serían A.P.L., Pregnyl y Profasi. La prueba no se debe ver afectada por las terapias hormonales que tienen citrato de clomifeno (por ejemplo, Clomid y Serophene), alcohol, analgésicos, antibióticos o la píldora anticonceptiva.

P: ¿La cantidad de líquido que bebo afectará el resultado?

R: La ingesta excesiva de líquidos, incluida el agua, podría diluir la orina y hacer que la cantidad de hCG presente no se detecte correctamente. No debe beber demasiado líquido antes de la prueba.

Para aumentar sus posibilidades de un embarazo saludable para usted y su bebé, debe tener en cuenta lo siguiente:

■ Mantenga una dieta bien balanceada.

■ Deje de fumar.

Desde la concepción hasta los tres primeros meses de embarazo es el momento más importante. Necesita ver a su profesional de la salud de inmediato para que le brinde el cuidado y la asesoría nutricional adecuados.

ADVERTENCIA:

• Según la Dirección General de Salud Pública, las mujeres no deben tomar bebidas alcohólicas durante el embarazo. El consumo de alcohol crea el riesgo de defectos congénitos.

• No desarme el dispositivo.

• Contiene piezas pequeñas.

• No coma ningún componente de este dispositivo. En caso de ingestión accidental, busque atención médica.

72018492
FRIN-90127-29S

QUESTIONS AND ANSWERS

Q: How does the test work?

A: The FIRST RESPONSE™ Early Result Pregnancy Test detects hCG (human chorionic gonadotropin) your body makes during pregnancy. The hormone is found in urine when pregnant.

Q: When can I test with FIRST RESPONSE™ Early Result Pregnancy Test?

A: The FIRST RESPONSE™ Early Result Pregnancy Test is designed to detect hCG as early as 6 days before your missed period (5 Days before day of the expected period). In laboratory testing with early pregnancy urine samples, FIRST RESPONSE™ gave the following results.

NUMBER OF DAYS BEFORE THE EXPECTED PERIOD	% OF SAMPLES FROM PREGNANT WOMEN GIVING A POSITIVE RESULT
1	>99%
2	>99%
3	>99%
4	96%
5	76%

Q: How accurate is the test?

A: FIRST RESPONSE™ is >99% accurate from the day of the expected period in laboratory studies. However, some pregnant women may not have detectable amounts of pregnancy hormone in their urine on the day they test or may have miscalculated the first day of their period.

Q: What do I do if the result is positive (pregnant)?

A: Remember, this test is not intended to replace your healthcare professional's diagnosis. A positive (pregnant) test result shows that the pregnancy hormone (hCG) was detected. See your healthcare professional to confirm that you are pregnant.

Q: What do I do if the result is negative (not pregnant)?

A: You may not be pregnant, or it may be too early to tell. If you do not get your period within 7 days, you should retest with another FIRST RESPONSE™ Early Result Pregnancy Test. It is possible that you miscalculated the length of your cycle or your urine may not have had enough pregnancy hormone for the test to give a positive result. If upon retesting you get another negative result and your period has still not started, you should call your doctor.

Q: I have waited longer than 3 minutes, and still there are no lines in the Result Window. Is there anything wrong?

A: Your result should appear within 3 minutes. There should be at least one pink line in the Result Window at 3 minutes. The one pink line indicates that the test is complete and you have done it correctly. If there are no lines in the Result Window at 3 minutes, the test is invalid. You may not have enough urine on the Absorbent Tip. You may not have held the stick with the Absorbent Tip pointing down while putting the Overcap on after testing. You should retest with another device. Carefully follow all directions.

Q: How long will the result last?

A: The result can be read from 3 to 10 minutes. After 10 minutes, any change in the result should be disregarded.

Q: Do any drugs or medications affect the test?

A: Only medications containing the pregnancy hormone, human chorionic gonadotropin (hCG), can affect the result. Examples would be A.P.L., Pregnyl and Profasi. The test should not be affected by hormone therapies which have Clomiphene citrate (for example, Clomid and Serophene), alcohol, pain killers, antibiotics, or the contraceptive pill.

Q: Will the amount of liquid I drink affect the result?

A: Excessive fluid intake including water could dilute your urine, causing the amount of hCG present not to be detected properly. You should not drink too much liquid before testing.

To increase your chances for a healthy pregnancy for you and your baby, you should consider the following:

■ Maintain a well-balanced diet.

■ Stop smoking.

From conception through the first three months of pregnancy is the most important time. You need to see your healthcare professional immediately for proper care and nutrition counseling.

WARNING:

• According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy. Drinking alcohol creates the risk of birth defects.

• Do not disassemble device.

• Contains small parts.

• Do not eat any component of this device. If accidentally swallowed, seek medical attention.

72018492
FRIN-90127-29S

FIRST RESPONSE™ PREGNANCY

Early Result Pregnancy Test

First Response Early Result Pregnancy Test is designed to detect hCG (human chorionic gonadotropin). Test as early as 6 days before your missed period (5 days before the day of your expected period).

First Response is more than 99% accurate when used from the day of your expected period. Please read these instructions carefully before taking the test.

Questions? Please call us toll-free at 1-800-367-6022. M-F 7AM-5PM EST.

Visit us online at www.FirstResponse.com

INSTRUCTIONS

PLEASE READ THE INSERT BEFORE PERFORMING THE TEST.

• Do not use after the expiration date. Expiration date is stamped on the side of the carton. • Store in a dry place below 86°F (30°C). Do not freeze. • KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. • For in-vitro diagnostic use. Not to be taken internally. • Single-use device. Do not reuse.

1 Take the Test

- When you are ready to test, remove the test stick from the pink foil wrapper.
- Take off the pink Overcap and use immediately.
- Throughout testing, never hold the test stick with the Absorbent Tip pointing upwards.



Test In Your Urine Stream

- Hold the test stick by the Finger Grip. The printed side with Result Window must face away from your urine stream.
- Hold the Absorbent Tip in your urine stream for 5 seconds only.

OR

Test In Container

- To use the dip method, collect your urine in a clean, dry cup.
- Dip the entire Absorbent Tip in the urine for 5 seconds only.

- After testing, replace the Overcap, still holding the wet Absorbent Tip pointing down. Lay the stick on a flat non-absorbent surface with the Result Window facing up.

2 Wait 3 Minutes

- You may see a pink color moving across the Result Window.
- Time your test carefully. You will be able to read your results after 3 minutes.

3 Read Your Result

- At 3 Minutes, read your result in the Result Window.
- Important: read your result within 10 minutes.

PREGNANT

TWO PINK LINES in the Result Window.

One line may be lighter than the other.



NOT PREGNANT

ONE PINK LINE in the Result Window.



INVALID
NO LINES in the Result Window.



Test again with another First Response Early Result Test Stick

FIRST RESPONSE™ PREGNANCY

Early Result Pregnancy Test

La prueba de embarazo First Response Early Result Pregnancy Test está diseñada para detectar la hormona hCG (gonadotropina coriónica humana). Realice la prueba hasta 6 días antes de que se produzca la ausencia del período (5 días antes del día que espera su período).

First Response tiene una precisión de más del 99% cuando se utiliza a partir de la fecha esperada de su período. Lea atentamente estas instrucciones antes de hacerse la prueba.

¿Preguntas? Llámenos gratis al 1-800-367-6022. De lunes a viernes, 7:00 a. m. - 5:00 p. m., hora del este. Visítenos en línea en www.FirstResponse.com

INSTRUCCIONES

LEA EL PROSPECTO ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.

• No utilizar después de la fecha de caducidad. La fecha de caducidad está estampada en la parte lateral de la caja. • Almacenar en un lugar seco a menos de 86 °F (30 °C). No congelar. • MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. • Para uso diagnóstico in vitro. No debe tomarse internamente. • Dispositivo de un solo uso. No reutilizar.

1 Realice la prueba

- Cuando esté lista para realizar la prueba, retire la varilla de prueba de la envoltura de papel de aluminio rosado.
- Retire la cubierta rosa y úsela de inmediato.
- Durante la prueba, nunca sostenga la varilla de prueba con la punta absorbente apuntando hacia arriba.



Prueba en el chorro de orina

- Sujete la varilla de prueba por el mango. El lado impreso con el visor de resultados debe estar alejado del chorro de orina.
- Mantenga la punta absorbente en el chorro de su orina durante solamente 5 segundos.

Prueba en el contenedor

- Para usar el método de inmersión, recoja la orina en un recipiente limpio y seco.
- Sumerja la totalidad de la punta absorbente en la orina durante solamente 5 segundos.

- Después de la prueba, reemplace la cubierta, manteniendo la punta absorbente húmeda apuntando hacia abajo. Coloque la varilla sobre una superficie plana no absorbente con el visor de resultados hacia arriba.

2 Espere 3 minutos

- Puede que vea un color rosado que se mueve a lo largo del visor de resultados.
- Calcule el tiempo de su prueba cuidadosamente. Podrá leer los resultados después de 3 minutos.

3 Lea su resultado

- A los 3 minutos, lea sus resultados en el visor de resultados.
- Importante: Lea su resultado en un lapso no superior a 10 minutos.

EMBARAZADA

DOS LÍNEAS ROSADAS en el visor de resultados.

Una línea puede ser más clara que la otra.



NO EMBARAZADA

UNA LÍNEA ROSADA en el visor de resultados.



PRUEBA NO VALIDA
SIN LÍNEAS en el visor de resultados.



Vuelva a realizar la prueba con otra varilla de prueba First Response Early Result Test Stick.

72018492
FRIN-90127-29S